

SafeLink
Covid19 eMonitoring First Line

SafeLink Covid19 eMonitoring First Line

Guide d'utilisation à destination des centres de pré-tri

Projet initié et développé par The Faktory avec l'équipe de Fotostudio et Prospect.io qui ont travaillé en étroite collaboration avec le RSW, Abrumet, e-santé Wallonie, la SSMG, le CMG et l'ISPPC.

COVID19 – eMonitoring First Line

**Une plateforme d'aide au suivi à distance des patients
susceptibles d'être atteints du Coronavirus Covid19**

Ce guide d'utilisation reprend les fonctionnalités clefs de la plateforme.

[01 Centres de pré-tri et urgences hospitalières](#)

[02 Administrateur de centre](#)

[03 Utilisateur de centre](#)

[04 Renvoi vers un centre](#)

[05 Admission dans un centre](#)

[06 Gestion du patient dans un centre](#)

[07 Sortie du centre](#)

[08 Admission aux urgences](#)

[09 Gestion du patient aux urgences](#)

[10 Sortie du patient des urgences](#)

[11 Annexes](#)



01 Centres de pré-tri et urgences hospitalières (1/2)

- ✓ Deux types de centres sont répertoriés :
 - Les centres de pré-tri, organisés par la première ligne devant les hôpitaux
 - Les services d'urgences hospitalières

- ✓ Les centres sont créés par l'administration du RSW info@rsw.be. Chaque centre est associé à un administrateur de centre.



01 Centres de pré-tri et urgences hospitalières (2/2)

L'administrateur du centre peut gérer le statut d'ouverture de son centre. Ce statut est visible dans les listes de centres.

Modifier un patient

[« Retour](#)

Centre

Centre de pré-tri du CHR de Namur — Namur - Pré-tri - Ouvert	✓
--- Aucun ---	
Centre de pré-tri du CHR de Namur — Namur - Pré-tri - Ouvert	
Centre de pré-tri du CHU Namur — Mont Godine - Pré-tri - Fermé	
Urgences hospitalières du CHR de Namur — Namur - Hôpital - Ouvert	



02 Administrateur de centre

L'administrateur de centre peut gérer

- Le statut d'ouverture de son centre
- Les utilisateurs de son centre

Pour plus d'informations, merci de vous référer à notre guide pour administrateur.

Modifier Utilisateur

Email*

Role*

Phone number

Modifier ce(tte) Utilisateur

Centres

- Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur
- Centre de pré-tri de Namur / CHU Namur Mont-Godine
- Urgences hospitalières du CHR de Namur



03 Utilisateur de centre (1/3)

Les médecins peuvent être associés à un ou plusieurs centres par l'administrateur du centre. Il devient alors utilisateur du centre.

D'autres utilisateurs peuvent être créés par l'administrateur du centre tels que les infirmiers ou le personnel administratif. Ils disposent des mêmes fonctions que le médecin du centre.

Les fonctions spécifiques au centre (admission, renvoi à domicile, ...) ne sont accessibles que si l'utilisateur a bien sélectionné un centre dans l'application (voir ci-après).



03 Utilisateur de centre (2/3)

En tant qu'utilisateur de centre, vous pouvez être amené à travailler dans un ou plusieurs centre(s) de tri. Vous pouvez gérer les patients de ce(s) centre(s) de tri via l'application avec un seul et même compte.

Pour avoir accès aux patients d'un centre de tri, l'administrateur du centre doit vous assigner au centre en question. Faites la demande si nécessaire.

Connectez-vous sur <https://covid19.reseausantebruxellois.be/admin> en utilisant soit:

- vos identifiants en tant que médecin
- vos identifiants reçus par SMS lors de la création de votre compte par un administrateur de centre



03 Utilisateur de centre (3/3)

- Cliquez sur l'onglet « Mes patients »
- Dans la section « Choix du centre », vous choisissez le contexte dans lequel vous travaillez, sélectionnez:
 - « Mes patients » pour votre activité de médecin généraliste référent;
 - Le centre de tri en question si vous travaillez comme médecin actif dans un centre de pré-tri.

The screenshot shows the interface for 'Covid19 eMonitoring First Line'. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Mes patients' (highlighted in red), 'Médecins', 'Nos patients', and 'Réponses'. Below this, the breadcrumb 'ADMIN /' is visible. The main heading is 'Mes patients', with a circled '1' next to it. Below the heading is a section titled 'Choix du centre'. A dropdown menu is open, showing three options: 'Mes patients' (highlighted in red), 'Mes patients' (highlighted in blue), and 'Centre de pré-tri du CHR de Namur'. A circled '2' is next to the dropdown menu.



04 Renvoi vers un centre (1/3)

Lorsque le médecin généraliste estime que la situation du patient le justifie, il peut 'Transférer le patient vers un centre de pré-tri'. Il doit choisir un des centres disponibles. Les urgences hospitalières ne lui sont pas proposées.

Le statut du patient est alors :

'Le patient est invité à se rendre dans le centre XXX'

Le patient reçoit un SMS qui lui servira de laisser-passer pour entrer dans le centre de pré-tri.



04 Renvoi vers un centre (2/3)

Statut	Comorbidité ?	Centre	Prénom	Nom	Création le	
CRITIQUE	NON	Transférer le patient	SafeLink F	DEMO	01/04/2020 à 08h39	Voir
CRITIQUE	NON	Transférer le patient	SafeLink E	DEMO	01/04/2020 à 08h38	Voir
CRITIQUE	NON	Transférer le patient	SafeLink D	DEMO	01/04/2020 à 08h37	Voir
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHR de Namur	SafeLink C	DEMO	31/03/2020 à 12h25	Voir

ADMIN / PATIENTS /

Patient DEMO

Modifier

Modifier un patient

« Retour

Centre

- Centre de pré-tri d'Ottignies / Clinique St-pierre
- Centre de pré-tri de Bastogne / VIVALIA Hôpital de Bastogne
- Centre de pré-tri de Braine L'Alleud / CHIREC - Hôpital de Braine l'Alleud - Waterloo
- Centre de pré-tri de Bruxelles (pas encore ouvert) / CHIREC - Site Delta
- Centre de pré-tri de Bruxelles (pas encore ouvert) / Cliniques de l'Europe - SAINT-MICHEL


Mettre à jour

[Page suivante](#)



04 Renvoi vers un centre (3/3)

Statut	Comorbidité ?	Centre	Prénom	Nom	Numé
CRITIQUE	NON	Transférer le patient	vdb4	TEST	+324974
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri de Bastogne / VIVALIA Hôpital de Bastogne	Patient	DEMO	+324974





05 Admission dans un centre (1/4)

La liste des patients du centre est pré-remplie par les patients qui y ont été référés par les médecins généralistes référents. Le centre peut enregistrer l'entrée effective du patient en cliquant sur « Admettre ».

Statut	Comorbidité ?	Centre	Prénom	Nom	Création le		
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink F	DEMO	01/04/2020 à 08h39	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink E	DEMO	01/04/2020 à 08h38	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink D	DEMO	01/04/2020 à 08h37	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink B	DEMO	31/03/2020 à 19h57	Admettre	Voir



Le statut du patient est alors : **‘Le patient est dans le centre XXX’**
Le médecin généraliste référent est prévenu par sms.



05 Admission dans un centre (2/4)

Le patient n'est pas présent dans la liste s'il vient spontanément au centre, ou s'il a décidé d'aller dans un autre centre.

Le centre peut admettre le patient en cliquant sur « Nouveau patient ». Il faut introduire le numéro NISS du patient. Si celui-ci est déjà suivi par SafeLink, le système propose de récupérer le patient. Il faut alors modifier sa fiche. Le centre de tri est automatiquement ajouté. Il faut descendre dans le bas du formulaire et appuyer sur « Mettre à jour ».

Le statut du patient est alors : **'Le patient est dans le centre XXX'**



05 Admission dans un centre (3/4)

Nouveau Patient

ADMIN / PATIENTS / **Patient DEMO** **Modifier**

Modifier un patient « Retour

Centre

Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur — Namur - Pré-tri - Fermé ✓

Coordonnées du patient

Médecin généraliste référent du patient

Choisissez un médecin ▼

Mettre à jour



05

Admission dans un centre (4/4)

Si le patient n'est pas encore connu de SafeLink mais se présente au centre, l'utilisateur pourra le créer en cliquant sur le bouton « Nouveau patient ». L'utilisateur doit alors encoder le numéro NISS du patient. Si ce patient est connu du RSW/RSB, les données administratives sont récupérées, sinon, elles doivent être encodées. Il est important de désigner le médecin généraliste référent si on envisage un retour à domicile. Seuls les médecins utilisateurs de SafeLink sont disponibles dans la liste. Le reste du formulaire [Q1](#) doit ensuite est encodé.

Le statut du patient est alors : **'Le patient est dans le centre XXX'**



06 Gestion du patient dans un centre (1/4)

Si le patient est envoyé par un médecin généraliste référent, les données de comorbidité sont déjà disponibles.


Pour actualiser les données de comorbidité du patient, il faut activer sa fiche, appuyer sur « Modifier » et ensuite compléter les données du formulaire [Q1](#).

On pourra ensuite appuyer successivement sur « Créer un questionnaire » et « Remplir le formulaire » pour encoder les données cliniques et les paramètres dans le formulaire [Q2](#). Suite à ces encodages, le niveau de risque du patient est ajusté.



06 Gestion du patient dans un centre (2/4)

En fonction des réponses des questionnaires [Q1 et Q2](#), un algorithme définit l'état de santé du patient sous la forme d'un statut et d'un code couleur : « Critique », « A risque », « Stable ».





06 Gestion du patient dans un centre (3/4)

Le médecin reverra les données et décidera du suivi à donner.

Les utilisateurs peuvent également encoder des notes à destination des autres intervenants.

Un résumé du dossier peut être imprimé si le patient est envoyé vers un partenaire n'utilisant pas SafeLink.

Dans le cas contraire, les informations seront à disposition du médecin généraliste référent et des urgences hospitalières via SafeLink et via le RSW/RSB.



06 Gestion du patient dans un centre (4/4)

Impression du rapport si pas de relais SafeLink :

ADMIN / PATIENTS /

Demo SAFELINK

Modifier Ajouter une note Créer un questionnaire Imprimer le rapport Désactiver

Statut du patient
Le patient est dans le centre Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur

Réponses

STATUT	TEMPÉRATURE (°C)	GÈNE RESPIRATOIRE (BORG)	CRÉATION LE	COMPLÉTÉ LE	ANNÉE EFFECTUÉE
Voir STABLE	37.0	0	31/03/2020 à 12h08	31/03/2020 à 12h09	
Voir CRITIQUE	STABLE	Demo SAFELINK - 31 mars 2020 12h 08min 48s	Imprimer le rapport	5	

INFORMATION SUR LE PATIENT

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE (NISS) 6203101193-1 ÂGE 58 ans SEXE male EMPLOYÉ EN TANT QUE PROFESSIONNEL DE SANTÉ? Non POIDS (KG) TAILLE (CM) PRESENTS AU DOMICILE Oui
MÉDECIN GÉNÉRALISTE RÉFÉRENT DU PATIENT
ANDREJEAN VANDENBERGHE

DERNIER ÉTAT

- **Hydratation:** Oui
- **Comorbidités lourdes:** 0
- **État de conscience:** Bien que malade, vous répondez sans délai aux questions de votre entourage.
- **Âge:** 58
- **Respect des conditions de confinement:** Oui
- **Borg:** 0 : aucun essoufflement ou difficulté respiratoire


COMORBIDITÉ

TABAGISME

ÉVOLUTION DES SYMPTOMES

Date	Température (°C)	Gène respiratoire (Borg)	Fréquence cardiaque	Spo2	Hydratation	Troubles
31/03/2020 12:08	37.0	0	56	99	Oui	Non
31/03/2020 11:04	40.0	5	78	90	Non	Oui

NOTES



Two red arrows point from the 'Imprimer le rapport' button in the top navigation bar to the 'Imprimer le rapport' link in the response table, and from the 'Imprimer le rapport' link to the document icon.



07 Sortie du centre (1/4)

Le centre de pré-tri peut décider de renvoyer le patient à domicile pour suivi par son médecin généraliste référent. Si celui-ci utilise SafeLink, il accèdera au suivi du centre via l'application.

Si le médecin généraliste référent n'utilise pas SafeLink, le centre doit imprimer le rapport à destination du médecin.

Le renvoi à domicile se fait via le bouton « Retour à domicile ».



07 Sortie du centre (2/4)

Il faut cliquer sur « Retour à domicile »

Statut	Comorbidité ?	Centre	Prénom	Nom	Création le		
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink F	DEMO	01/04/2020 à 08h39	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink E	DEMO	01/04/2020 à 08h38	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink D	DEMO	01/04/2020 à 08h37	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink B	DEMO	31/03/2020 à 19h57	Admettre	Voir

puis revenir à la liste « Mes patients »

Le statut du patient retourne à : **‘Patient suivi à domicile’**
Le médecin généraliste référent doit reprendre ce suivi.



07 Sortie du centre (3/4)

Le centre peut décider d'envoyer le patient au service d'urgences de l'hôpital. Pour cela, le centre doit encoder ce service dans la fiche du patient.

Le patient apparaîtra alors dans la liste des patients attendus au service d'urgence.

Si le service d'urgence n'utilise pas SafeLink, le centre doit imprimer le rapport. Le patient reçoit un SMS qui lui sert de laisser-passer.

Le statut du patient devient :

'Le patient est invité à se rendre dans le service d'urgences XXX'



07 Sortie du centre (4/4)

Transfert aux urgences

Critique (1) À risque (0) Stable (1) Non classés (0) Non répondants (0) Désactivés (0) Tous (2)

Statut	Comorbidité ?	Centre	Prénom	Nom	Numér
CRITIQUE	NON	Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur	Demo2	SAFELINK	+324974
STABLE	NON	Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur	Demo	SAFELINK	+324974

ADMIN / PATIENTS /

Patient DEMO

Modifier

Modifier un patient

« Retour

Centre

Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur — Namur - Pré-tri - Fermé ✓

--- Aucun ---

Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur — Namur - Pré-tri - Fermé

Centre de pré-tri de Namur / CHU Namur Mont-Godine — Namur - Tri - Fermé

Urgences hospitalières du CHR de Namur — Namur - Hôpital - Ouvert

ANDREIFAN VANDENBERGHE 18464642001

Mettre à jour

Sélection du service d'urgences où est renvoyé le patient



08 Admission aux urgences (1/4)

La liste des patients du service d'urgences est pré-remplie par les patients qui y ont été référés par les centres de pré-tri. L'hôpital peut enregistrer l'entrée effective du patient en cliquant sur « Admettre ».

Statut	Comorbidité ?	Centre	Prénom	Nom	Création le		
CRITIQUE	NON	Urgences hospitalières du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink E	DEMO	01/04/2020 à 08h38	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Urgences hospitalières du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink D	DEMO	01/04/2020 à 08h37	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Urgences hospitalières du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink B	DEMO	31/03/2020 à 19h57	Admettre	Voir



Le statut du patient est alors :

‘Le patient est dans le service d'urgences XXX’



08 Admission aux urgences (2/4)

Le patient n'est pas présent dans la liste s'il est admis directement aux urgences sans passer par un centre de pré-tri.

L'hôpital peut admettre le patient en cliquant sur « Nouveau patient ». Il faut introduire le numéro NISS du patient. Si celui-ci est déjà suivi par SafeLink, le système propose de récupérer le patient. Il faut alors modifier sa fiche. Le service d'urgence est automatiquement ajouté. Il faut descendre dans le bas du formulaire et appuyer sur « Mettre à jour ».

Le statut du patient est alors :

'Le patient est dans le service d'urgences XXX'



08 Admission aux urgences (3/4)

Nouveau Patient

ADMIN / PATIENTS /
Patient DEMO Modifier

Modifier un patient

« Retour

Centre

Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur — Namur - Pré-tri - Fermé ✓

--- Aucun ---

Centre de pré-tri de Namur / CHR de Namur — Namur - Pré-tri - Fermé

Centre de pré-tri de Namur / CHU Namur Mont-Godine — Namur - Tri - Fermé

Urgences hospitalières du CHR de Namur — Namur - Hôpital - Ouvert

ΔNDRFIFΔN VΔNDFNRFRGHF 18464642001 ▼

Mettre à jour



08 Admission aux urgences (4/4)

Si le patient n'est pas encore connu de SafeLink mais se présente aux urgences, l'utilisateur pourra le créer en cliquant sur le bouton « Nouveau patient ». L'utilisateur doit alors encoder le numéro NISS du patient. Si ce patient est connu du RSW/RSB, les données administratives sont récupérées, sinon, elles doivent être encodées. Il est important de désigner le médecin généraliste référent si on envisage un retour à domicile. Seuls les médecins utilisateurs de SafeLink sont disponibles dans la liste. Le reste du formulaire [Q1](#) doit ensuite être encodé.

Le statut du patient est alors :

'Le patient est dans le service d'urgences XXX'



09 Gestion du patient aux urgences

Si le patient a adhéré au RSW/RSB, le rapport de suivi à domicile et au centre de pré-tri est accessible via le DPI de l'hôpital. Sinon, les urgentistes peuvent consulter le dossier dans SafeLink.

L'encodage éventuel des questionnaires [Q1 et Q2](#) leur permet de bénéficier du calcul de risque de SafeLink.

Les utilisateurs peuvent également encoder des notes à destination des autres intervenants si l'intention est de renvoyer le patient à domicile.



10 Sortie du patient des urgences (1/4)

L'hôpital peut décider de renvoyer le patient à domicile pour suivi par son médecin généraliste référent. Si celui-ci utilise SafeLink, le centre le désignera dans la fiche du patient. Le patient apparaîtra alors dans la liste des patients à suivre à domicile par le médecin généraliste référent.

Si le médecin généraliste référent n'utilise pas SafeLink, l'hôpital produira son rapport habituel (papier/ehbox/rsw/rsb).

En cliquant sur « Retour à domicile », le statut du patient retourne à : **'Patient suivi à domicile'**



10 Sortie du patient des urgences (2/4)

Le renvoi du patient à domicile s'effectue comme suit :

Statut	Comorbidité ?	Centre	Prénom	Nom	Création le		
CRITIQUE	NON	Urgences hospitalières du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink E	DEMO	01/04/2020 à 08h38	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Urgences hospitalières du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink D	DEMO	01/04/2020 à 08h37	Retour à domicile	Voir
CRITIQUE	NON	Urgences hospitalières du CHU de Liège - Site du Sart Tilman	SafeLink B	DEMO	31/03/2020 à 19h57	Admettre	Voir

puis revenir à la liste « Mes patients ».

Le statut du patient retourne à : **‘Patient suivi à domicile’**

Le médecin généraliste référent doit reprendre ce suivi.



10 Sortie du patient des urgences (3/4)

Dans les autres cas, l'hôpital devra désactiver le suivi du patient en cliquant sur « Désactiver » après avoir ouvert la fiche du patient. Il en justifiera la raison. Le médecin généraliste référent sera informé de l'action par un sms.

En fonction de la raison, le statut du patient devient :

- 'Le patient est décédé le xx/xx/xxxx'
- 'Le patient a été hospitalisé le xx/xx/xxxx'



10 Sortie du patient des urgences (4/4)

En cas désactivation, l'utilisateur doit en encoder la raison et la date :

Désactivation d'un patient

[« Retour](#)

Cause de la désactivation

Le patient est hospitalisé Le patient est décédé Le patient est rétabli Autre

Date

31-03-2020

[Ajouter](#)

Le suivi à domicile ne sera plus assuré via SafeLink tant que le patient n'est pas activé via « Activer ».



Annexes

Questionnaire Q1

Questionnaire Q2



Questionnaire Q1

Inclure un nouveau patient dans le suivi à domicile

[« Retour](#)

Coordonnées du patient

Médecin généraliste référent du patient

Docteur Pré Docteur Nom INAMI123

Numéro de sécurité sociale (NISS) *

Si le patient n'a pas de numéro de sécurité sociale, mettre 'aucun'

Nom *

Prénom *

Adresse

Numéro de téléphone mobile

Email du patient

Numéro de téléphone mobile d'un contact tiers

Informations sur le patient

Sexe *

Date de naissance *

ex: 13-06-1992

Veuillez introduire la date de naissance suivant le format JJ-MM-AAAA. Si la date est inconnue, encodez 01-01-1901

Taille (cm)

Poids (kg)

Employé en tant que professionnel de santé ?

Enceinte ? *

Non



Questionnaire Q1

Traitements au long cours notables

Langue

Français

Comorbidités (leur sélection influence le niveau de risque du patient)

Tabagisme *

- Oui
 Jamais
 Ancien fumeur

Alcoolisme *

- Oui
 Non

Obésité (définie par le personnel médical) *

- Oui
 Non

Malnutrition *

- Oui
 Non

Diabète non compliqué *

- Oui
 Non

Maladie hépatique modérée ou sévère *

- Oui
 Non

Maladie hépatique légère *

- Oui
 Non

Trouble neurologique chronique *

- Oui
 Non

Démence *

- Oui
 Non

Néoplasie maligne *

- Oui
 Non

Diabète avec complications associées *

- Oui
 Non

Hypertension artérielle *

- Oui
 Non

Maladie chronique cardiaque, incluant maladie congénitale cardiaque (sauf hypertension) *

- Oui
 Non

Maladie pulmonaire chronique (sauf asthme) *

- Oui
 Non

Asthme (diagnostic médical posé) *

- Oui
 Non

Maladie rénale chronique, dialysée ou pas *

- Oui
 Non

Maladie hématologique chronique (leucémie myéloïde chronique, anémie chronique, ...) *

- Oui
 Non

VIH/SIDA *

- Oui
 Non

Traitements immunosuppresseurs *

- Oui
 Non

Antécédent de greffe d'organe *

- Oui
 Non

Comorbidity lupus *

- Oui
 Non

Maladie rhumatologique *

- Oui
 Non

Autre facteur de risque notable

- Oui
 Non



Questionnaire Q1

Si Oui, lesquels

Informations sur l'infection Covid-19

J1 du début des symptômes *

Présence de personnes dans le même logement / au domicile *

Si Oui, précisez (femme, enfant, proche, etc...)

Répond aux critères de suivi à domicile :

- Absence de détresse respiratoire
- Confinement psychologiquement possible
- Confinement matériellement possible
- Accepte le confinement avec suivi digital à distance

Suivi à domicile possible ?

Créer



Questionnaire Q2

Questionnaire de suivi à domicile - Coronavirus Covid 19

Ce court questionnaire permet de suivre l'évolution de vos symptômes. Toutes les données sont revues par des équipes soignantes. Ce questionnaire sera répété régulièrement.

En cas d'urgence, contactez le médecin généraliste.

Questionnaire de Anthony Heukmes

Prenez votre température

Si vous disposez d'un thermomètre médical, veuillez mesurer votre température (en degrés Celsius).

Sélectionnez l'option qui décrit le mieux votre difficulté respiratoire si vous en ressentez une : sensation d'étouffement, essoufflement, difficulté à parler, ...? *

- 0 : aucun essoufflement ou difficulté respiratoire
- 0,5 - difficulté à peine notable
- 1 - difficulté très légère
- 2 - difficulté légère
- 3 - difficulté modérée
- 4 - difficulté presque sévère
- 5 - difficulté sévère
- 6 - difficulté sévère +
- 7 - difficulté très sévère
- 8 - difficulté très sévère +
- 9 - difficulté extrêmement sévère
- 10 - Difficulté maximale



Questionnaire Q2

Mesurez votre fréquence cardiaque

Veillez mesurer votre fréquence cardiaque au repos (en pulsation par minute). Si c'est difficile pour vous, faite la mesurer par un de vos proches. Prenez votre poul à votre cou ou à votre poignet. Restez immobile au moins 5 minutes avant de mesurer votre fréquence cardiaque. Pendant 30 secondes, comptez le nombre battements de votre coeur. Multipliez ce résultat par deux.

[Comment mesurer sa fréquence cardiaque ?](#)

Mesurez votre fréquence respiratoire

Veillez mesurer votre fréquence respiratoire au repos (en cycle inspiration-expiration par minute). Comme cette mesure n'est pas facile à effectuer seul, faite vous éventuellement aider par un de vos proches. Restez immobile au moins 10 minutes avant de mesurer votre fréquence respiratoire. Pendant 30 secondes, comptez le nombre de fois où votre poitrine se soulève puis s'abaisse. Multipliez ce résultat par deux.

[Comment mesurer sa fréquence respiratoire ?](#)

Mesurez votre saturation en O2

Si vous disposez d'un saturomètre, veuillez mesurer votre saturation en oxygène. Veillez à avoir les mains bien réchauffées et à ne pas bouger pendant que vous effectuez la mesure. Attendez quelques secondes une fois l'appareil en place sur votre doigt avant de lancer la mesure.

Parmi les propositions suivantes, sélectionnez celle qui correspond à votre état de conscience actuel *

- Bien que malade, vous répondez sans délai aux questions de votre entourage.



Questionnaire Q2

- Le patient a un état de conscience modifié : il a du mal à rester attentif, est confus ou semble endormi.

Buvez-vous un minimum de 6 boissons de 200ml (un grand verre d'eau) par jour et urinez vous au moins 2 fois par jour ? *

- Oui
- Non

Depuis que vous avez rempli le dernier questionnaire, avez-vous vomi ou avez-vous eu la diarrhée ? *

- Oui
- Non

Depuis que vous avez rempli le dernier questionnaire, avez-vous eu des frissons ? *

- Oui
- Non

Un frisson est une sensation de froid accompagnée de tremblements.

Depuis que vous avez rempli le dernier questionnaire, avez-vous eu une douleur thoracique ? *

- Oui
- Non



Questionnaire Q2

Depuis que vous avez rempli le dernier questionnaire, avez-vous la sensation d'avoir perdu totalement ou partiellement le goût ou l'odorat sans avoir nécessairement le nez bouché ? *

- Oui
- Non

Serez-vous seul à votre domicile pour les 12 prochaines heures ? *

- Oui
- Non

Vous sentez vous capable de continuer à respecter les conditions de confinement ? *

- Oui
- Non

Si Non, pourquoi ?

optionnel

Valider

Merci et courage!

Attention, cet outil informatique est un outil d'aide au diagnostic développé et mis en œuvre dans l'urgence pour répondre à la crise sanitaire en cours.

Bien qu'élaboré en étroite collaboration avec des membres du corps médical, il ne remplace pas le diagnostic réalisé par un professionnel de la santé.

Les développeurs de cet outil informatique, ainsi que le Réseau Santé Wallon et le Réseau Santé Bruxellois qui hébergent l'outil, ne donnent aucune garantie quant à la fiabilité, au degré de certitude ou encore à la disponibilité de l'outil. Ils excluent toute responsabilité découlant de l'utilisation ou de l'indisponibilité éventuelle de l'outil.



Covid19 e-Monitoring First Line

App Version – V1.0

Pour le Réseau Santé Bruxellois

Abrumet asbl

Rue de la Montagne 11

1000 Bruxelles

Pour le Réseau Santé Wallon

FRATEM asbl

Boulevard Patience et Beaujonc, 9

4000 LIEGE

Contact:

support-covid19eMFL@esw.be

Accès plateforme:

<https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/>